




# PINÇA BIPOLAR DESCARTÁVEL ROYAL NON-STICK MACOM



TECNOLOGIA  
NON-STICK



Registro Anvisa - 10243070060

# PINÇA BIPOLAR DESCARTÁVEL ROYAL NON-STICK MACOM

REGISTRO ANVISA - 10243070060

## Descrição:

### **PINÇA BIPOLAR DESCARTÁVEL ROYAL NON-STICK MACOM**


É utilizada em todos os tipos de cirurgias, destinada a apoio em procedimentos cirúrgicos com a finalidade de coagulação ou fulguração eletrocirúrgica.

É também utilizada especificamente em cirurgias delicadas, como microcirurgias, cirurgias vasculares e neurocirúrgicas.

### **A PINÇA BIPOLAR DESCARTÁVEL ROYAL NON-STICK MACOM**

Apresenta maior segurança ao cirurgião com as seguintes características:

- Leve e anatômica;
- Indicada para procedimentos de alta complexidade;
- Esterilizada por Óxido de Etileno (ETO);
- Validade da esterilização por óxido de etileno de 5 anos;
- Produto de uso único DESCARTÁVEL proporcionando maior segurança ao paciente evitando contaminação cruzada;
- Fabricada e revestida com a mais alta tecnologia em revestimentos, proporcionando maior segurança ao usuário.



# PINÇA BIPOLAR

## DESCARTÁVEL ROYAL NON-STICK MACOM

REGISTRO ANVISA - 10243070060




### PINÇA BIPOLAR DESCARTÁVEL ROYAL NON-STICK MACOM

É uma família de produtos descartáveis, de USO ÚNICO, destinados ao uso em conjunto com geradores cirúrgicos em procedimentos de coagulação, dissecação, de corte ou de fulguração eletrocirúrgicas.

Fabricada em aço inoxidável, sua superfície possui revestimento isolante em poliamida e a ponta com tratamento especial anti aderente NON-STICK foi projetada para procedimentos que exigem um maior controle durante a coagulação.

A PINÇA BIPOLAR DESCARTÁVEL ROYAL NON-STICK MACOM destaca-se por reduzir a aderência de tecidos em sua ponta durante a coagulação.



## CABO DESCARTÁVEL PARA PINÇA BIPOLAR MACOM

REGISTRO ANVISA - 10243070039

- Acessório exclusivo, vendido separadamente;
- Fabricado com elastômeros especiais revestidos em silicone com 3 metros de comprimento e conector de 45 graus;
- Esterilizado por Óxido de Etileno (ETO).



| CÓDIGO     | PINÇA ROYAL NON-STICK COM IRRIGAÇÃO  | MED. (X) | MED. (Y) |
|------------|--|----------|----------|
| MA-3041RB1 | PINÇA BIPOLAR DESCARTÁVEL ROYAL BAIONETA 22CM C/ IRRIGAÇÃO PONTA 1,0MM NON-STICK | 22CM     | 1,0MM    |
| MA-3041RC1 | PINÇA BIPOLAR DESCARTÁVEL ROYAL BAIONETA 22CM C/ IRRIGAÇÃO PONTA 1,5MM NON-STICK | 22CM     | 1,5MM    |
| MA-3041RD1 | PINÇA BIPOLAR DESCARTÁVEL ROYAL BAIONETA 22CM C/ IRRIGAÇÃO PONTA 2,0MM NON-STICK | 22CM     | 2,0MM    |
| MA-3041RE1 | PINÇA BIPOLAR DESCARTÁVEL ROYAL BAIONETA 22CM C/ IRRIGAÇÃO PONTA 2,5MM NON-STICK | 22CM     | 2,5MM    |
| MA-3039RA1 | PINÇA BIPOLAR DESCARTÁVEL ROYAL BAIONETA 20CM C/ IRRIGAÇÃO PONTA 0,7MM NON-STICK | 20CM     | 0,7MM    |
| MA-3039RB1 | PINÇA BIPOLAR DESCARTÁVEL ROYAL BAIONETA 20CM C/ IRRIGAÇÃO PONTA 1,0MM NON-STICK | 20CM     | 1,0MM    |
| MA-3039RC1 | PINÇA BIPOLAR DESCARTÁVEL ROYAL BAIONETA 20CM C/ IRRIGAÇÃO PONTA 1,5MM NON-STICK | 20CM     | 1,5MM    |
| MA-3039RD1 | PINÇA BIPOLAR DESCARTÁVEL ROYAL BAIONETA 20CM C/ IRRIGAÇÃO PONTA 2,0MM NON-STICK | 20CM     | 2,0MM    |
| MA-3039RE1 | PINÇA BIPOLAR DESCARTÁVEL ROYAL BAIONETA 20CM C/ IRRIGAÇÃO PONTA 2,5MM NON-STICK | 20CM     | 2,5MM    |
| MA-3037RB1 | PINÇA BIPOLAR DESCARTÁVEL ROYAL BAIONETA 18CM C/ IRRIGAÇÃO PONTA 1,0MM NON-STICK | 18CM     | 1,0MM    |
| MA-3037RC1 | PINÇA BIPOLAR DESCARTÁVEL ROYAL BAIONETA 18CM C/ IRRIGAÇÃO PONTA 1,5MM NON-STICK | 18CM     | 1,5MM    |
| MA-3037RD1 | PINÇA BIPOLAR DESCARTÁVEL ROYAL BAIONETA 18CM C/ IRRIGAÇÃO PONTA 2,0MM NON-STICK | 18CM     | 2,0MM    |
| MA-3037RE1 | PINÇA BIPOLAR DESCARTÁVEL ROYAL BAIONETA 18CM C/ IRRIGAÇÃO PONTA 2,5MM NON-STICK | 18CM     | 2,5MM    |
| MA-3035RA1 | PINÇA BIPOLAR DESCARTÁVEL ROYAL BAIONETA 16CM C/ IRRIGAÇÃO PONTA 0,7MM NON-STICK | 16CM     | 0,7MM    |
| MA-3035RB1 | PINÇA BIPOLAR DESCARTÁVEL ROYAL BAIONETA 16CM C/ IRRIGAÇÃO PONTA 1,0MM NON-STICK | 16CM     | 1,0MM    |
| MA-3035RC1 | PINÇA BIPOLAR DESCARTÁVEL ROYAL BAIONETA 16CM C/ IRRIGAÇÃO PONTA 1,5MM NON-STICK | 16CM     | 1,5MM    |
| MA-3035RD1 | PINÇA BIPOLAR DESCARTÁVEL ROYAL BAIONETA 16CM C/ IRRIGAÇÃO PONTA 2,0MM NON-STICK | 16CM     | 2,0MM    |
| MA-3035RE1 | PINÇA BIPOLAR DESCARTÁVEL ROYAL BAIONETA 16CM C/ IRRIGAÇÃO PONTA 2,5MM NON-STICK | 16CM     | 2,5MM    |



| CÓDIGO     | PINÇA ROYAL NON-STICK SEM IRRIGAÇÃO                                 | MED. (X)                 | MED. (Y) |
|------------|---|--------------------------|----------|
| MA-3042RA1 | PINÇA BIPOLAR DESCARTÁVEL ROYAL BAIONETA 22CM PONTA 0,7MM NON-STICK | 22CM                     | 0,7MM    |
| MA-3042RB1 | PINÇA BIPOLAR DESCARTÁVEL ROYAL BAIONETA 22CM PONTA 1,0MM NON-STICK | 22CM                     | 1,0MM    |
| MA-3042RC1 | PINÇA BIPOLAR DESCARTÁVEL ROYAL BAIONETA 22CM PONTA 1,5MM NON-STICK | 22CM                     | 1,5MM    |
| MA-3042RD1 | PINÇA BIPOLAR DESCARTÁVEL ROYAL BAIONETA 22CM PONTA 2,0MM NON-STICK | 22CM                     | 2,0MM    |
| MA-3042RE1 | PINÇA BIPOLAR DESCARTÁVEL ROYAL BAIONETA 22CM PONTA 2,5MM NON-STICK | 22CM                     | 2,5MM    |
| MA-3040RA1 | PINÇA BIPOLAR DESCARTÁVEL ROYAL BAIONETA 20CM PONTA 0,7MM NON-STICK | 20CM                     | 0,7MM    |
| MA-3040RB1 | PINÇA BIPOLAR DESCARTÁVEL ROYAL BAIONETA 20CM PONTA 1,0MM NON-STICK | 20CM                     | 1,0MM    |
| MA-3040RC1 | PINÇA BIPOLAR DESCARTÁVEL ROYAL BAIONETA 20CM PONTA 1,5MM NON-STICK | 20CM                     | 1,5MM    |
| MA-3040RD1 | PINÇA BIPOLAR DESCARTÁVEL ROYAL BAIONETA 20CM PONTA 2,0MM NON-STICK | 20CM </td <td>2,0MM</td> | 2,0MM    |
| MA-3040RE1 | PINÇA BIPOLAR DESCARTÁVEL ROYAL BAIONETA 20CM PONTA 2,5MM NON-STICK | 20CM                     | 2,5MM    |
| MA-3038RA1 | PINÇA BIPOLAR DESCARTÁVEL ROYAL BAIONETA 18CM PONTA 0,7MM NON-STICK | 18CM                     | 0,7MM    |
| MA-3038RB1 | PINÇA BIPOLAR DESCARTÁVEL ROYAL BAIONETA 18CM PONTA 1,0MM NON-STICK | 18CM                     | 1,0MM    |
| MA-3038RC1 | PINÇA BIPOLAR DESCARTÁVEL ROYAL BAIONETA 18CM PONTA 1,5MM NON-STICK | 18CM                     | 1,5MM    |
| MA-3038RD1 | PINÇA BIPOLAR DESCARTÁVEL ROYAL BAIONETA 18CM PONTA 2,0MM NON-STICK | 18CM                     | 2,0MM    |
| MA-3038RE1 | PINÇA BIPOLAR DESCARTÁVEL ROYAL BAIONETA 18CM PONTA 2,5MM NON-STICK | 18CM                     | 2,5MM    |
| MA-3036RA1 | PINÇA BIPOLAR DESCARTÁVEL ROYAL BAIONETA 16CM PONTA 0,7MM NON-STICK | 16CM                     | 0,7MM    |
| MA-3036RB1 | PINÇA BIPOLAR DESCARTÁVEL ROYAL BAIONETA 16CM PONTA 1,0MM NON-STICK | 16CM                     | 1,0MM    |
| MA-3036RC1 | PINÇA BIPOLAR DESCARTÁVEL ROYAL BAIONETA 16CM PONTA 1,5MM NON-STICK | 16CM                     | 1,5MM    |
| MA-3036RD1 | PINÇA BIPOLAR DESCARTÁVEL ROYAL BAIONETA 16CM PONTA 2,0MM NON-STICK | 16CM                     | 2,0MM    |
| MA-3036RE1 | PINÇA BIPOLAR DESCARTÁVEL ROYAL BAIONETA 16CM PONTA 2,5MM NON-STICK | 16CM                     | 2,5MM    |





## MACOM INSTRUMENTAL CIRÚRGICO

Av. João Bassi, 572 – Pq. Industrial Ferreira Fernandes - CEP 07172-440 – Guarulhos – SP · Fone/Fax: +55 11 2431-4636

[www.macominstrumental.com.br](http://www.macominstrumental.com.br) / [macom@macominstrumental.com.br](mailto:macom@macominstrumental.com.br)