


Surgical LED Flex Light

Registro Anvisa nº 81207910002



Características:

O dispositivo Light Sticker emite luz fria aplicável a sítios cirúrgicos que requeiram iluminação. São utilizados juntamente com instrumentais cirúrgicos, tais como retratores, afastadores, irrigadores, entre outros. Em uma das extremidades há um cabo em policarbonato destinado ao manuseio onde também se encontram o interruptor e a bateria alcalina. Ao acionar o interruptor a energia da bateria promove a iluminação do Light Sticker.

Modelos

**Light Sticker
Flex Lite 100mm**
Ref. LS2000-5B



**Light Sticker
Flex Lite 200mm**
Ref. LS2000-4B



**Light Sticker
Lite 240mm**
Ref. LS2000-1



Benefícios:

- Fonte de luz fria
- Maleável
- Bateria alcalina
- Descartável
- Fita autoadesiva

 importek

| VOCÊ, SEMPRE EM MOVIMENTO_



Indicações:

- | | | | |
|---|------------------------------------|----|--------------------|
| 1 | Procedimento ortopédico / cirurgia | 6 | Odontologia |
| 2 | Cirurgia de cabeça | 7 | Ginecologia |
| 3 | Cirurgia de pescoço | 8 | Cirurgia abdominal |
| 4 | Cirurgia cardiotorácica | 9 | Bucomaxilofacial |
| 5 | Cirurgia plástica | 10 | Cirurgia de coluna |

Especificações técnicas:

- Armazenamento: 5°C a 40°C;
- Bateria alcalina: 6VDC.



Sem iluminação



Com iluminação

+55 11 2629-4344

+55 11 97483-4390

vendas@importek.com.br

Rua Niterói, 362 - Sala 17 - Centro - São Caetano do Sul/SP

 importek

importek.com.br