




MODULE  
CRANIAL  
FIXATION



# MÓDULO FECHAMENTO DE CRÂNIO

Registro ANVISA 80455630030

Desenvolvido para fixar de maneira rápida e segura os retalhos cranianos, através de placas para cranioplastia, placas para trepanação e telas de reconstrução. O módulo é composto por itens nas mais diversas geometrias e dimensões, favorecendo a escolha adequada a cada necessidade.

Apresentado em configurações variadas, oferece soluções completas e econômicas para a fixação rápida e simples, para resultados estéticos superiores.

## CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS


- Placas em titânio ASTM F-67 (TI puro grau 2);
- Baixo perfil elimina a palpabilidade no pós-operatório;
- Placas retas de 2 furos com múltiplas opções de pontes;
- Telas de geometria e espessura maleáveis facilitam a modelagem e permitem a dobra tridimensional sem vinco;
- Parafusos em titânio ASTM F-136 (TI 6AL 4V ELI);
- Parafusos autoperfurantes eliminam a necessidade de pré-perfuração.

## INDICAÇÕES:

- Craniectomia
- Cranioplastia
- Reconstrução
- Traumatismo
- Fechamento de Trepanação

### MICRO PLACA PARA CRANIOTOMIA

Específica para o acesso de dreno em procedimentos de trepanação



Parafuso cortical AP 1,5 | TI - cross-drive

PA.01.03.2657 3 mm

PA.01.03.2512 4 mm


PA.01.03.2513 5 mm



Parafuso cortical ap 1,7 | TI - cross-drive (emergência)

PA.01.03.0057 4 mm

PA.01.03.0058 5 mm



**PLACAS RETAS DE 2 FUROS**

com múltiplas opções de pontes

**TELAS DE GEOMETRIA E  
ESPESSURA MALEÁVEIS**

facilitam a modelagem e permitem  
a dobra tridimensional sem vinco

# Estojo NeuroFlap



PA.01.03.2540

Micro placa para craniotomia  
Ø18 Dreno 6mm



PA.01.03.0648

Micro placa para craniotomia Ø20mm



PA.01.03.0647

Micro placa para craniotomia Ø25mm



PA.01.03.0638

Micro placa X ponte 5mm

PA.01.03.0639

Micro placa X ponte 7mm

PA.01.03.0640

Micro placa X ponte 9mm



PA.01.03.0367

Micro placa quadrada 2x2F



PA.01.03.0568

Micro placa retangular 3x2F



PA.01.03.0569

Micro placa retangular 4x2F



PA.01.03.0637

Micro placa trevo




PA.01.03.0637

Micro placa Y ponte 6mm 5F




PA.01.03.0001

Micro placa reta 4F



PA.01.03.0651

Micro tela TR 50,6 x 74,6mm #0,3mm



PA.01.03.0654

Micro tela TR 82,6 x 162,6mm #0,3mm

# Estojo NeuroPrime



PA.01.03.0001

Micro placa reta 4F



PA.01.03.0013

Micro placa reta 16F



PA.01.03.0258

Micro placa reta 2F ponte 10mm

PA.01.03.0259

Micro placa reta 2F ponte 12mm



PA.01.03.0567

Micro placa retangular 2x2F



PA.01.03.0569

Micro placa retangular 4x2F



PA.01.03.0544

Micro placa para craniotomia  
Ø12 #0,3mm




PA.01.03.2546

Micro placa para craniotomia  
Ø22 #0,3mm



PA.01.03.2545

Micro placa para craniotomia  
Ø18 Dreno #3,2mm



PA.01.03.0654

Micro tela TR 82,6 x 162,6mm #0,3mm

## Instrumentais



PA.01.03.0193

Ponteira cross drive 1,5mm



PA.01.03.0161

Broca Ø1,1x50mm com stop 5mm J-Latch



PA.01.03.0191

Broca Ø1,1 x 100mm com stop 5mm J-Latch



PA.01.03.0834

Pinça para placas nº2



PA.01.03.2770


Alicate de corte pequeno tipo tesoura




PA.01.03.3923

Cabo engate rápido CMF Ti/Ai


# Cranioplastia



PA.01.03.0651 Micro tela TR 50,6 x 74,6 x #0,3mm  
PA.01.03.0654 Micro tela TR 82,6 x 162,6 x #0,3mm




PA.01.03.2894 Micro malha colmeia 139,5x143,9 #0,3mm  
PA.01.03.2993 Mini malha colmeia 218,3x220,5 #1mm  
PA.01.03.2987 Mini malha colmeia 218,3x220,5 #0,8mm




PA.01.03.2683 Mini tela média 219x219 #1mm



PA.01.03.2679 Micro tela média 143x143 #0,6mm




PA.01.03.2527 Micro tela 3D 200x200 #0,6mm




PA.01.03.2978 Micro tela I 120x120 #0,3mm

# Assoalho Orbital



PA.01.03.2959 Micro tela estrela 51,1x52,7 #0,2mm  
PA.01.03.2960 Micro tela estrela 74,5x 3,2 #0,2mm  
PA.01.03.2961 Micro tela estrela 90,1x133,7 #0,2mm



PA.01.03.2976 Micro tela I 40x40 #0,3mm  
PA.01.03.2977 Micro tela I 90x90 #0,3mm

\* Disponibilidade de outras geometrias sob consulta.





**+55 19 3522-1177**

**vendas@traumec.com.br | sac@traumec.com.br | export@traumec.com.br**

**traumec.com.br**

De acordo com a legislação vigente aplicável, o uso deste produto deverá ocorrer sob responsabilidade médica. Imagens meramente ilustrativas. Rev. 11/mar 2022