


KIT CÂNULA




de Bloqueio Ecogênica
com Estimulação NBLOCK

Não jogue este impresso em vias públicas.

Nblock

Atlântico
MEDICINA ESPECIALIZADA



Kit Cânula:

É composto por todos os materiais necessários para a realização de uma técnica asséptica e segura. O uso do kit é restrito aos profissionais da área médica com aptidão para realizar técnicas de bloqueio de nervos. Produto de uso único.

Precisão:

As cânulas/agulhas são destinadas aos bloqueios de plexos e nervos periféricos, utilizam a estimulação elétrica nervosa guiada por ultrassom e tornam-se muito úteis na realização da técnica de bloqueio de nervos em procedimentos de dor aguda e crônica.

Aplicação:

O Kit Cânula de Bloqueio Ecogênica com Estimulação NBLOCK auxilia nos procedimentos de anestesia e analgesia dos membros superiores, membros inferiores, mama e abdômen.

Segurança:

A agulha de bloqueio de nervos NBLOCK possui marcações a cada 1cm de comprimento, sendo o último centímetro distal visível através de ultrassom. Desta forma, é possível localizar com precisão e conduzir o bloqueio anestésico dos plexos e nervos periféricos utilizando a técnica de neuroestimulação combinada a ultrassonografia.

Todos os Kits incluem ainda os seguintes materiais:

- 01 Campo externo 80x90cm;
- 01 Seringa luer lock 20ml;
- 01 Seringa luer lock 10ml;
- 01 Agulha 25g, 16mm;
- 01 Agulha 16G, 12mm;
- 10 Gazes 10x10cm;
- 01 Filtro Azul;
- 02 Esponja com cabo;
- 01 Dispositivo Akus de segurança;
- 01 ou 03 Curativos pequenos;
- 01 Capa para probe de ultrassom;
- 01 Bandeja pequena 60ml, 72mm x 58mm x 18mm;
- 01 Campo externo fenestrado 11cm, com 5mm de adesivo em dois lados.

Kit Cânula de Bloqueio Ecogênica com Estimulação NBLOCK

FICHA TÉCNICA	
Marca	NBLOCK
Dimensão das Cânulas	21G x 140mm / 22G x 90mm
Registro ANVISA	Nº 81937619008
Importador e Distribuidor	Atlântico Medicina Especializada Ltda.

Importado e distribuído no Brasil por:

Atlântico
MEDICINA ESPECIALIZADA

☎ 27 3324.4828 📞 27 98860.6498 ✉ sac: qualidade@atlantico.med.br

📍 Rua Darcy Grijó, 50 - sala 1010B. Jardim da Penha - Vitória - 29060-500