



## BIOPSVERTY



CONJUNTO PARA BIÓPSIA  
VERTEBRAL COM PINÇA NICOLA

## INDICAÇÃO DE USO E FINALIDADE

O Sistema/Conjunto para Biópsia Vertebral BIOPSVERTY é um produto estéril, utilizado no procedimento de biópsia vertebral para obtenção de material para cultura e análise

tecidual. O produto é de USO ÚNICO e todos os componentes devem ser descartados após o uso. A utilização do produto depende da técnica do profissional médico e dos protocolos estabelecidos.

O uso do Sistema/Conjunto para Biópsia Vertebral BIOPSVERTY permite: a realização de um procedimento cirúrgico minimamente invasivo; a coleta de mais material com melhor qualidade ao patologista; a coleta de material esponjoso, cortical e discal; fácil manipulação dos instrumentais.



**ATENÇÃO: NÃO** acompanham esse produto: nenhum material implantável.

**Microdent® Medical and Dental Devices Ltda.**

Rua Paulo de Frontim, 275 - Vila Virginia, CEP 14030-430 | Ribeirão Preto - SP - Brasil  
Telefone: +55 (16) 3625 5595 - vendas@microdent.com.br

## APRESENTAÇÃO COMERCIAL E CONTEÚDO (QUANTIDADES - COMPONENTES)

**Código: 32001000004 - Modelo: MI-32001-4**

- 01: Punção Iniciadora com Cabo em Polímero;
- 01: Cãnula de Trabalho com Cabo em Polímero;
- 01: Cãnula para Expansão com Cabo em Polímero;
- 01: Cãnula Extratora com Ponta Retrátil e Cabo em Polímero;
- 01: Conector para Impacto;
- 01: Pinça Nicola Ponta Biópsia 185 x 3 mm;

## ESTERILIZAÇÃO

O Sistema/Conjunto para Biópsia Vertebral BIOPSVERTY é um produto estéril e de uso único.

O produto é esterilizado por óxido de etileno (ETO).

Prazo de validade: 05 (cinco) anos, após data de esterilização.

Produto estéril. Deve ser aberto imediatamente antes do uso.

Produto de Uso Único. Produto descartável.

