

# KIT CÂNULA de Bloqueio Ecogênica com Estimulação AKUS

Não jogue este impresso em vias públicas.

Imagem: freepik.com/tree-photo

**Atlântico**  
MEDICINA ESPECIALIZADA



### **III Aplicação:**

O Kit Cânula de Bloqueio Ecogênica com Estimulação AKUS auxilia nos procedimentos de anestesia e analgesia dos membros superiores, membros inferiores, mama e abdômen.

### **III Precisão:**

As cânulas/agulhas são destinadas aos bloqueios de plexos e nervos periféricos, utilizam a estimulação elétrica nervosa guiada por ultrassom e tornam-se muito úteis na realização da técnica de bloqueio de nervos em procedimentos de dor aguda e crônica.

### **III Kit Cânula:**

É composto por todos os materiais necessários para a realização de uma técnica asséptica e segura. O uso do kit é restrito aos profissionais da área médica com aptidão para realizar técnicas de bloqueio de nervos. Produto de uso único.

### **III Segurança:**

A agulha de bloqueio de nervos AKUS possui marcações a cada 1cm de comprimento, sendo o último centímetro distal visível através de ultrassom. Desta forma, é possível localizar com precisão e conduzir o bloqueio anestésico dos plexos e nervos periféricos utilizando a técnica de neuroestimulação combinada a ultrassonografia.

### III Composição do KIT:

- PKBN21-06 – Composto com 03 unidades de agulha de bloqueio BN21140;
- PKBN21-08 – Composto com 01 unidade de agulha de bloqueio BN21140;
- PKBN22-06 – Composto com 03 unidades de agulha de bloqueio BN22090.

### III Todos os Kits incluem ainda os seguintes materiais:

- 01 Campo externo 80x90 cm;
- 01 Seringa luer lock 20ml;
- 01 Seringa luer lock 10ml;
- 01 Agulha 25g, 16mm;
- 01 Agulha 16G, 12mm;
- 10 Gazes 10x10 cm;
- 01 Filtro Azul;
- 02 Esponja com cabo;
- 01 Dispositivo Akus de segurança;
- 01 ou 03 Curativos pequenos;
- 01 Capa para probe de ultrassom;
- 01 Bandeja pequena 60ml, 72mm x 58mm x 18mm;
- 01 Campo externo fenestrado 11cm, com 5mm de adesivo em dois lados.



### Kit Cânula de Bloqueio Ecogênica com Estimulação Akus

#### FICHA TÉCNICA

Marca	AKUS
Dimensão das Cânulas	21G x 140mm / 22G x 90mm
Registro ANVISA	Nº 81937619001
Fabricante	AKUS INNOVATION - Made in Espanha
Importador e Distribuidor	Atlântico Medicina Especializada Ltda.



Importado e distribuído no Brasil por:

**Atlântico**  
MEDICINA ESPECIALIZADA

27 3324-4828 | sac: [qualidade@atlantico.med.br](mailto:qualidade@atlantico.med.br)  
Rua Darcy Grijó, 50 - sala 612  
Jardim da Penha - Vitória - 29060-500

Fabricado por:

**AKUS** Innovation in Anaesthesia

